

Wheel Chair Mover


Schon auf der Probefahrt
haben Sie alles im Griff




Die Begleitperson steuert den
MagiC Wheel Chair Mover intuitiv mit
den einzigartigen Sensorgriffen ohne
Kraftanstrengung und schont dabei
Rücken und Gelenke.

Magic


wheel chair mover



1. Drauf fahren,
Die abgesenkte Plattform ist bereit für das aufladen




2. anheben,
Per Knopfdruck hebt die Plattform an



3. Sensor-Griffe in die Hand nehmen.
Jetzt haben Sie alles unter Kontrolle

4. und los geht's...
vor-/rückwärts, Stopp, links - rechts
Die Sensor-Griffe reagieren auf jede Bewegung



Sie haben alles im Griff!

- Die Begleitperson bestimmt die Geh- Geschwindigkeit. Stufenloser! Antrieb 0-6 km/h
- Rücken und Gelenke der Begleitperson werden geschont.
- TNO zertifiziert

Technische Daten:

- Motorenbremse mit automatischer Feststellbremse
Bei Stillstand und loslassen der Sensor- Griffe wird die Feststellbremse automatisch aktiviert.
- Not- Aus- Taste
- Zweimotoriger, wartungsfreier, getriebe- und bürstenloser Radnabenantrieb
- Diebstahlsicherung
- Hupe
- Airless Räder mit nicht-zeichnender Bereifung
- Wartungsfreie, nichtgasende Bleigel- Akkus, 24 V / 42 Ah
- LED-Batterieladezustandsanzeige
- Externes Ladegerät
- Pulverbeschichtete, kratzfeste Metallteile
- L x B x H: 1340 x 760 x 1100 mm, Andere Abmessungen auf Anfrage
- Leergewicht: 79 kg
- IP54 Schutz gegen Staubablagerung und Spritzwasser
- Option: Selbststeuerung mit Joystick

ADORENA
Adorena AG

Transport- und Hebeegeräte

Adorena AG
Buechstrasse 8
CH-8645 Jona
Tel. 055 212 34 35
Fax 055 212 53 67
www.adorena.ch

wcm_09.07_de.